



TAMISEUSE AIR SIZER 200

Le nouveau Air Sizer 200 est idéal pour le tamisage des particules sèches très fines, qui nécessitent une dispersion et une désagglomération efficaces par la technologie des jets d'air (par exemple, les matériaux électrostatiques).

C'est également l'instrument parfait pour fournir rapidement une coupe de tamisage des matériaux en poudre.

AVANTAGES PRODUIT

- | Technologie avancée à jet d'air pour les particules fines, utilisable pour les matériaux secs de 20 µm et plus
- | Vitesse de la buse réglable, 5 - 55 tr/min
- | Temps de tamisage rapides & efficaces
- | Le tamisage permet de garder les ouvertures libres
- | Le flux d'air fluidifie et aide à séparer l'échantillon
- | Idéal pour les matériaux électrostatiques
- | Cyclone / aspirateur industriel
- | Sans maintenance

TAMISEUSE AIR SIZER 200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	20 µm - 4 mm
Moteur / mouvement de tamisage	dispersion par jet d'air
Nombre max de tamis	1
Poids max. de la colonne de tamis	un tamis standard
Vitesse de rotation	5 - 55 rpm (vitesse de la buse)
Affichage du temps	numérique, 0:10-99:50 min
Vide	20 - 99 mbar
Convient pour le tamisage à sec	oui
Convient pour le tamisage en milieu humide	non
Hauteur max. de la colonne de tamis	1 tamis
Accessoires	Cyclone / aspirateur industriel
Modèle	de pailleasse

Indice de protection	IP 40
Alimentation électrique	100 - 240 V , 50/60Hz
Connexion d'alimentation	1 - phase
L x H x P	450 x 235 x 435 mm
Poids net	~ 16 kg
Normes	CE

www.endecotts.fr/airsizer200

N° ARTICLE

AIR SIZER 200

for 8" 'Premium' air jet sieves, incl. perspex lid and hammer.
(please order air jet sieves, pre-filter unit and industrial vacuum separately)

AS200/100-240 Air Sizer 200, 100-240 V, 50/60 Hz

AIR SIZER ACCESSORIES

ZMAIR-CYC1	Air Sizer cyclone system - used as a pre-filter collection system
ZMAIR-BOT1	Sample bottle for cyclone (pack of 10)
ZMAIR-LID2	Air Sizer perspex lid (for 200 mm only)
ZMAIR-LID5	Air Sizer perspex lid (for 8" only)
ZMAIR-RIN1	Air Sizer adaptor ring for 200 mm sieves
ZMAIR-RIN2	Air Sizer adaptor ring for 8" sieves
ZMAIR-VAC1	Air Sizer industrial vacuum (specify which voltage required)
ZMAIR-VAC2	Industrial vacuum cleaner Attix 44 (specify which voltage required)

Tamis et accessoires (collecteur, couvercle, etc.)