



## СИТА ДЛЯ АЛМАЗОВ



Сита для алмазов - это высокоточные измерительные инструменты, специально изготовленные для удовлетворения строгих требований алмазной промышленности. Они производятся из нержавеющей стали и обеспечивают быстрый и чрезвычайно точный метод калибровки. В настоящее время Endecotts может поставлять сита для алмазов диаметром 8 дюймов.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

- | Прецизионная обечайка (обеспечивает стабильную вложенность полотна сита)
- | Точная апертура
- | Гладкий откос у основания полотна (улучшает текучесть пробы)
- | Полностью герметичны (нет щелей для потери материала)
- | Равномерно натянутое полотно
- | Широкий край (позволяет удобно держать сито)
- | Серийный номер (обеспечивает полную отслеживаемость)

### СИТА ДЛЯ АЛМАЗОВ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип сетки	нержавеющая сталь с перфорированной вставкой или контрольным ситом
Диаметр	8 дюймов
Размеры ячеек	см. данные заказа
Материал обечайки	нержавеющая сталь
Материал сетки	нержавеющая сталь
Высота	2 дюйма

[www.endecotts.ru/sieves](http://www.endecotts.ru/sieves)

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ø 8" STAINLESS STEEL SIEVE FITTED WITH ROUND HOLES				
	# сетки меш	обечайка	сетка	Ø
008SDP01	RH Plate # 01	нержавеющая сталь	round holes	8"
008SDP02	RH Plate # 02	нержавеющая сталь	round holes	8"
008SDP03	RH Plate # 03	нержавеющая сталь	round holes	8"
008SDP04	RH Plate # 04	нержавеющая сталь	round holes	8"
008SDP05	RH Plate # 05	нержавеющая сталь	round holes	8"
008SDP06	RH Plate # 06	нержавеющая сталь	round holes	8"
008SDP07	RH Plate # 07	нержавеющая сталь	round holes	8"
008SDP08	RH Plate # 08	нержавеющая сталь	round holes	8"
008SDP09	RH Plate # 09	нержавеющая сталь	round holes	8"
008SDP10	RH Plate # 10	нержавеющая сталь	round holes	8"
008SDP11	RH Plate # 11	нержавеющая сталь	round holes	8"
008SDP12	RH Plate # 12	нержавеющая сталь	round holes	8"
008SDP13	RH Plate # 13	нержавеющая сталь	round holes	8"
008SDP14	RH Plate # 14	нержавеющая сталь	round holes	8"
008SDP15	RH Plate # 15	нержавеющая сталь	round holes	8"
008SDP17	RH Plate # 17	нержавеющая сталь	round holes	8"
008SDP19	RH Plate # 19	нержавеющая сталь	round holes	8"
008SDP21	RH Plate # 21	нержавеющая сталь	round holes	8"
008SDP23	RH Plate # 23	нержавеющая сталь	round holes	8"