



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАССЕВА SIEVEWARE

SieveWare - программное обеспечение для анализа размера частиц, превосходит ручную оценку во многих аспектах благодаря тому, что способно **автоматически контролировать необходимые процедуры измерения и взвешивания** - от регистрации веса сита до оценки данных.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

- | Автоматическая регистрация экспериментальных данных, расчет результатов анализа и составление отчетов
- | Логичный, понятный интерфейс
- | Протоколы измерений в соответствии с различными стандартами
- | Удобное представление экспериментальных данных в виде таблиц и диаграмм
- | Получение данных с различных измерительных приборов
- | Автоматическое определение и настройка наиболее распространенных типов аналитических весов
- | Удобный экспорт данных
- | Исчерпывающие справочные материалы и подробное руководство

ПРИНЦИП РАБОТЫ

1. Ввод параметров

Можно ввести все доступные параметры (такие как конфигурация колонны сит, собственный вес каждого сита, настройки ситового анализатора), а также характеристики, которые, возможно, придется рассчитывать.

2. Ситовой анализ

Программа принимает автоматический и ручной ввод данных как от весов, так и от ситовой системы. Octagon 200CL может автоматически управляться с помощью SieveWare через интерфейс RS232. После завершения ситового анализа загруженные сита повторно взвешивают. Определяя разницу в весе, программа автоматически определяет массовые пропорции и назначает их соответствующим фракциям.

3. Оценка

SieveWare вычисляет все распространенные распределения частиц, а также характерные значения размера частиц, что позволяет представить результаты в стандартных формах представления, таких как таблицы и диаграммы. Кумулятивная производительность или остаточные значения, плотность распределения и гистограммы могут быть включены в стандартные распределения размера частиц.

4. Экспорт данных

Все измеренные данные можно распечатать, сохранить и экспортировать в виде таблиц и диаграмм.

www.endecotts.ru/sieves



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

SIEVEWARE

SIEVEWARE USB

SieveWare для Windows, Лицензия на 1 пользователя