



ПРОСЕИВАЮЩАЯ МАШИНА AIR SIZER 200

Новый Air Sizer 200 идеально подходит для просеивания очень мелких сухих частиц, которые требуют эффективного диспергирования и дезагломерации с помощью технологии воздушной струи (например, электростатические материалы).

Это также идеальный инструмент для быстрого просеивания порошкообразных материалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

- | Усовершенствованная технология воздушной струи применяемая для рассева сухих материалов с размером частиц до 20 мкм
- | Регулируемая скорость вращения сопла, 5 - 55 об / мин
- | Чрезвычайно эффективный и быстрый рассев
- | Просеивание воздушной струёй предотвращает блокировку ячеек сит
- | Воздушный поток псевдооживляет и способствует просеиванию материала
- | Идеально подходит для электростатических материалов
- | Циклон / промышленный пылесос
- | Не требует обслуживания

ПРОСЕИВАЮЩАЯ МАШИНА AIR SIZER 200

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диапазон | 20 мкм - 4 мм |
| Привод / просеивающее движение | рассев методом воздушного потока |
| Максимальное количество сит | 1 |
| Максимальная масса комплекта сит | a standard sieve |
| Задание скорости | 5 - 55 об/мин (скорость вращения сопла) |
| Дисплей времени | цифровая, 0:10-99:50 мин |
| Вакуум | 20 - 99 мбар |
| Возможность сухого отсева | да |
| Возможность мокрого отсева | нет |
| Макс. высота колонны сит | 1 сито |
| Дополнительные приспособления | Циклон / промышленный пылесос |
| Модель | настольная модель |
| Степень защиты | IP 40 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Электропитание | 100-240 В, 50/60 Гц |
| Тип электросети | 1 - фазное |
| Ш x В x Д | 450 x 235 x 435 мм |
| Вес нетто | ~ 16 кг |
| Стандарты | CE |

www.endecotts.ru/airsizer200

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

AIR SIZER 200

для 8" воздухоструйных сит Premium, вкл. крышку из плексигласа и молоток.

(воздушные сита, блок предварительной фильтрации и промышленный пылесос заказываются отдельно)

AS200/100-240

Air Sizer 200, 100-240 B, 50/60 Гц

AIR SIZER ACCESSORIES

| | |
|------------|---|
| ZMAIR-CYC1 | Air Sizer cyclone system - used as a pre-filter collection system |
| ZMAIR-BOT1 | Sample bottle for cyclone (pack of 10) |
| ZMAIR-LID2 | Air Sizer perspex lid (for 200 mm only) |
| ZMAIR-LID5 | Air Sizer perspex lid (for 8" only) |
| ZMAIR-RIN1 | Air Sizer adaptor ring for 200 mm sieves |
| ZMAIR-RIN2 | Air Sizer adaptor ring for 8" sieves |
| ZMAIR-VAC1 | Air Sizer industrial vacuum (specify which voltage required) |
| ZMAIR-VAC2 | Industrial vacuum cleaner Attix 44 (specify which voltage required) |

Сита и аксессуары (приемный сосуд, крышка и др.)